



ABRA EL TAPÓN  
DEL INHALADOR



ABRA LA TAPA DEL  
COMPARTIMENTO  
PARA LA MEDICACIÓN




INTRODUZCA LA  
MEDICACIÓN EN SU  
COMPARTIMENTO



CIERRE LA TAPA DEL  
COMPARTIMENTO PARA  
LA MEDICACIÓN



PULSE EL BOTÓN PARA  
PULVERIZAR EL  
MEDICAMENTO



SUELTE Y VUELVA A  
REPETIR LA ACCIÓN ANTERIOR




EXHALE TODO EL AIRE DE  
LOS PULMONES



INHALE POR LA BOCA  
LA MEDICACIÓN  
DEL INHALADOR



AGUANTE LA RESPIRACIÓN  
DURANTE 10 SEGUNDOS  
(APNEA)



EXHALE EL AIRE  
LENTAMENTE  
POR LA NARIZ