



QUITAMOS EL TAPÓN DEL INHALADOR



PULSE Y SUELTE EL BOTÓN DE CARGA DEL INHALADOR Y LA PESTAÑA CAMBIARA DE ROJO A VERDE



EXHALE TODO EL AIRE CONTENIDO EN LOS PULMONES




ASPIRE PROFUNDAMENTE POR LA BOCA LA MEDICACIÓN




SI LA INHALACIÓN ES ADECUADA SE OIRÁ UN "CLÍCK" Y LA PESTAÑA CAMBIARA DE VERDE A ROJO



AGUANTE LA RESPIRACIÓN DURANTE 10 SEGUNDOS (APNEA)



EXHALE TODO EL AIRE POR LA NARIZ LENTAMENTE



CIERRE LA TAPA DEL INHALADOR